

**Wundarten**
**Lösungsblatt „Wundarten“**
**Mögliche Lösung**

	<b>Wundart</b>	<b>Verbandmaterial</b>
1	Schürfwunde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schürfwundenpflaster</li> <li>• Comprigel</li> </ul>
2	Verbrennung 1. Grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brandwundenpflaster</li> <li>• Vestasan</li> <li>• Aluderm (nach dem kühlen feucht verwenden)</li> </ul>
3	Blasen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blasenpflaster</li> <li>• Aluderm</li> </ul>
4	Hühneraugen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hühneraugenpflaster</li> </ul>
5	Verbrennung 2. Grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestasan</li> <li>• Brandwundenpflaster</li> </ul>
6	Rissquetschwunde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht klebendes Material, z.B. Aluderm, Telfa, Comprigel</li> </ul>
7	offene Fraktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• steril abdecken mit saugfähigem, gepolstertem Material (kein Druck)</li> </ul>
8	Fremdkörper (Glassplitter)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandmaterial um das Objekt legen</li> <li>• Dreiecktuch</li> <li>• Telfa (für Fremdkörper einschlitzen oder Loch schneiden)</li> </ul>
9	Schnittwunde (glatte Ränder)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steristrip</li> <li>• Tegaderm</li> </ul>
10	Stichwunde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telfa (Objekt aufbewahren zur Feststellung der Stichtiefe)</li> <li>• Comprigel</li> </ul>
11	Schnittwunde (ausgefrante Ränder)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprigel</li> <li>• Telfa</li> <li>• Dreiecktuch</li> </ul>
12	Schusswunde (Nagelpistole)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telfa</li> <li>• Comprigel</li> </ul>